



PROOVIVÕTUJUHEND. RÕGA

1 PROOVIMATERJALI VÕTMINE

- Rõgaproov kogutakse hommikul peale ärkamist ja enne söömist.
- Hambaid pesta ning suud loputada kaks (2) korda keedetud veega.
- Kõhida röga ühekordselt kasutatavasse steriilsesse suletavasse proovimaterjalitopsi (joonis 1) (2-5 ml).
- Vältida sülge!

Proov koguda haiguse aktiivses faasis.



Joonis 1 Steriilse proovivõtutopsi näidis

2 PROOVIMATERJALI SÄILITAMINE

Maksimaalne säilivusaeg alates proovivõtust:

+2 kuni +8 °C külmakohaga varustatud termokonteineris kuni 24 tundi.

NB! Rõgaproove ei tohi külmutada!

3 PROOVIMATERJALI TRANSPRODITINGIMUSED

+2 kuni +8 °C külmakohaga termokonteineris kuni 24 tundi.

NB! Kui laborisse saabub proov, mille puhul pole kinni peetud säilitamis- või transpordinõuetest, teavitatakse sellest tellijat ning tehakse vastavasisuline märge prooviga kaasas olevale saatelehele ning analüüsi vastusele. Vastuvõtu kriteeriumitele mittevastav proov võetakse töösse ainult kokkuleppel tellijaga erandjuhtudel. Labor ei võta endale vastutust säilitus- ja/või transporditingimuste mittevastanud proovide analüüside tulemuste õigsuse eest.