

AINEVAHETUSANALÜÜSID

Nimi..... Proovi kuupäev/...../.....



TERVISEAMET

NB! Soovitud uuringu numbrile palume ring ümber teha!**TÄIENDAVID AINEVAHETUSANALÜÜSID**

URIIN			VERESEERUM		
1.	Aminohapped	66139	1.	Aminohapped	66139
2.	Orgaanilised happed	66139	2.	Orgaanilised happed	66139
3.	Monosahhariidid	66139	3.	Väga pika ahelaga rasvhapped	66139
4.	Oligosahhariidid	66139	LIIKVOR		
5.	Mukopolüsahhariidid	66139	1.	Aminohapped	66139
6.	Siaalhape (vaba ja seotud)	66139x2	2.	Orgaanilised happed	66139
7.	Kreatiin ja guanidinoatsetaat	66139			

NB! Palume saatekirja ülemine osa kleepida haigusloo vahele ja täita selle järgi arve!**AINEVAHETUSANALÜÜSID**

Patsiendi nimi..... Isikukood.....

Raviarst..... Osakond..... Proovi kuupäev/...../.....



TERVISEAMET

NB! Soovitud uuringu numbrile palume ring ümber teha!**TÄIENDAVID AINEVAHETUSANALÜÜSID**

URIIN			VERESEERUM		
1.	Aminohapped	66139	1.	Aminohapped	66139
2.	Orgaanilised happed	66139	2.	Orgaanilised happed	66139
3.	Monosahhariidid	66139	3.	Väga pika ahelaga rasvhapped	66139
4.	Oligosahhariidid	66139	LIIKVOR		
5.	Mukopolüsahhariidid	66139	1.	Aminohapped	66139
6.	Siaalhape (vaba ja seotud)	66139x2	2.	Orgaanilised happed	66139
7.	Kreatiin ja guanidinoatsetaat	66139			

KLIINILINE PILT:.....

Laboratoorsed näitajad (kreatiniin uriinist vajalik!):

KREATINIIN URIINIST..... Laktaat Ammoonium.....

Muud kõrvalekalded analüüsides

Patsiendil kasutatavad ravimid (hädavajalik täpseks interpretatsiooniks).....

DIAGNOOSIHÜPOTEESID:.....

- **NB! 1 ml vereseerumit (eraldada ja fikseerida kohe ning seejärel külmutada) - punase korgiga katsut 10 ml uriini; 1 ml liikvorit (kohe peale võtmist panna -20⁰C külmkappi ja transportida laborisse külmutatult)**
- **Cito! proovide korral võtta ühendust laboriga.**